

D I A L I S I

per Carme Zaragoza i Josep M. Fernández

La diàlisi és una tècnica emprada en l'aisllament i purificació de macromolècules, separant-les d'altres molècules més petites que són generalment salts inorgàniques.

Un exemple seria: la purificació d'un enzim (molècula de proteïna i per tant grossa), separant-lo del sulfat amònic o d'altres salts que ens serveixen per precipitar-lo.

Aquesta separació (LA DIALISI) es fa per medi d'una membrana SEMIpermeable que només deixa passar cap a un costat o cap a l'altre de la propia membrana les molècules de volum petit (les salts inorgàniques) i no deixa passar les grosses (proteïnes i d'altres).

Aquestes molècules petites van travessant la membrana SEMIpermeable fins que la seva concentració queda igualada a ambdós costats de dita membrana. Com que el volum de líquid a dialitzar generalment està en menys quantitat (aprox. 1:10)

front al que es dialitza, podem veure que amb 3 o 4 canvis del líquid front al que dialitzem es disminueix fins aproximadament un centèssim la concentració de la sal que voliem eliminar.

MATERIAL:

1 ou fresc o una proteïna per dissoldre

Dissolució de Na Cl

Dissolució de Ag NO₃

Aigua destil·lada

Reactiu de Biuret

Paper de cel·lofana

Fil per lligar la bossa feta amb el paper de cel·lofana

Vas gran de precipitats (1 - 2 litres)


Vas petit, per fer la dissolució coloidal de proteïna
10 - 12 tuos d'assaig

Centrifuga (opcional però recomanable).

Com fer la bossa de diàlisi :



Com montar la diàlisi :



PROCEDIMENTS :

Desem la bossa de diàlisi en un vas amb aigua destil·lada. Preparam a partir de la clara d'ou, una dissolució coloidal de proteïnes.

Una part de la dissolució de NaCl la fem reaccionar amb AgNO₃ i també una part d'aigua destil·lada la fem reaccionar amb el AgNO₃.

REACCIÓ DE CLORURS I COMPARAR DISSOL. COLOIDALS I NORMALS . Treiem la bossa de diàlisi i posem part de la dissolució NaCl i de proteïna , lliguem amb fil perquè no surti líquid

Mentre es produeix la diàlisi , aprofitem per fer la reacció de Biuret amb una part de la dissolució de proteïnes i també amb aigua destil·lada .

Després dels 30 minuts tornem a fer la prova dels clorurs i del Biuret amb el líquid del vas de precipitats .

RESULTAT : CLORURS ++ PROTEÏNES - s'ha fet DIALISI